

Prothesenschaft Umfang auf der Höhe in [mm]



Um das Maß korrekt zu ermitteln, sollten Sie markieren Sie die Höhe des Deckels an mehreren Stellen und legen Sie ein Lineal unter die Markierung. Die Messung sollte sehr sorgfältig vorgenommen werden weil das Verschieben des Lineals auch nur um wenige Millimeter nach oben oder unten bewegt wird, führt eine falsche Ablesung des Umfangs auch um mehrere Zentimetern.

Adapter oberhalb des Knies

- 30
- 34

z.B.: 4WR95=3

Neue Farben

21	41	61	81
23	43	63	83
25	45	65	85

Geben Sie die Nummer ein:

- mattes Finish als Standard
- nicht für Tätowierungen verfügbar

Farbe

- Haut 1
- Haut 3
- Graphit
- Weiß
- Grau
- Schwarz
- Matter Lack (Extra Kosten)

Tattoo (Extra Kosten)


- Nummer aus dem Katalog der Webiste

Zum Beispiel: 07-1001; eigen

Check Liste:

4 Fotos von jeder Seite

Die Kamera muss vertikal und in einer niedrigen Position zum Bein und der Prothese sein



Scan der Prothese und des Beins

Die Scandateien müssen .stl / .obj sein.



Scan der gesamten Prothese, ohne den Patienten.

Die Scandateien müssen .stl / .obj sein.



- Wenn das gelieferte Cover keine Öffnung für das Ventil hat, aber erforderlich ist, sollte diese gemacht werden.
- Nach dem Anbringen des Duo-Covers sollte der untere Teil etwa 8 cm unterhalb der Oberseite der Knieprothese.
- Detaillierte Informationen zur Installation des Covers finden Sie auf der Website und werden zusammen mit dem Produkt geliefert.

