



Umfang des Covers in [cm]



Wir empfehlen den Umfang des Covers um ein paar Prozent zu verringern, bei sehr großen Waden sogar bis zu über 10 Prozent. Laut der Erfahrungen unserer Kunden, sieht das Flex Cover sehr gut aus, wenn der Umfang unter 40 cm liegt.



Für Genium, Genium X3, C-Leg4, Rheo beträgt der Mindestumfang 38 cm.



A [mm]

B [mm]

Fuß-Hersteller, Typ, Größe und Seite

Zum Beispiel: OB Taleo 1C50 L29

Hersteller und Typ des Knies

Zum Beispiel: OB 3R80

Adapter

30

34

z.B.:
4WR95=3

Neue Farben

21	41	61	81
23	43	63	83
25	45	65	85

Geben Sie die Nummer ein:



- mattes Finish als Standard
- nicht für Tätowierungen verfügbar

Farbe

Haut 1

Haut 3

Graphit

Weiß

Grau

Schwarz

Matter Lack (Extra Kosten)

Tattoo (Extra Kosten)

Nummer aus dem Katalog der Webiste

Zum Beispiel: 07-1001; eigen

Check Liste:


Foto der Fußkosmetik

Foto des Fußes aus einer Höhe von ca. 1 Meter. Der Fokus der Kamera ist hierbei auf den Pyramidenanschluss zu richten. Dies ist sehr wichtig!



4 Fotos von jeder Seite

Die Kamera muss vertikal und in einer niedrigen Position zum Bein und der Prothese sein




Scan der Prothese und des Beins

Die Scandateien müssen .stl / .obj sein.




Sehr wichtige Informationen – nicht senden.

1



2



- *Alle Cover von uns können vom distalen Ende aus um ein paar mm gekürzt werden.*
- *Im Auslieferungszustand ist das distale Ende des Covers flach.*
- *Bei einer geschwungenen Fußkosmetik kann der untere Teil des Covers an die Form des Fußes angepasst werden.*