

Umfang des Covers in [cm]


! Min. 38 für Genium, Genium X3, C-Leg4, Rheo

36	☐
38	☐
40	☐
42	☐

Reduzierung um 5 % bis 15 %
 Zum Beispiel :
 41 cm - 5 % = 38,9 cm

38 ☒

Die Höhe des Covers in den Maßen von 32-53 cm



Fuß-Hersteller, Typ, Größe und Seite

Zum Beispiel: OB Taleo 1C50 L29

Hersteller und Typ des Knies

Zum Beispiel: OB 3R80

Adapter

- ☐ 30
- ☐ 34

 z.B.:
 4WR95=3

Neue Farben

21	41	61	81
23	43	63	83
25	45	65	85

Geben Sie die Nummer ein:



- mattes Finish als Standard
- nicht für Tätowierungen verfügbar

Farbe

- ☐ Haut 1
- ☐ Haut 3
- ☐ Graphit
- ☐ Weiß
- ☐ Grau
- ☐ Schwarz
- ☐ Matter Lack (Extra Kosten)

Tattoo (Extra Kosten)

Nummer aus dem Katalog der Webiste


Zum Beispiel: 07-1001; eigen

Check Liste:





4 Fotos von jeder Seite

Die Kamera muss vertikal und in einer niedrigen Position zum Bein und der Prothese sein


VERY IMPORTANT


Die Kameraposition ist sehr wichtig



- Alle Cover von uns können vom distalen Ende aus um ein paar mm gekürzt werden.
- Im Auslieferungszustand ist das distale Ende des Covers flach.
- Bei einer geschwungenen Fußkosmetik kann der untere Teil des Covers an die Form des Fußes angepasst werden.