

# Bestellformular

 Flex *Neo* AK

 XS COVER

## Umfang des Covers in [cm]


36  
 38  
 40  
 42

Min. 38 für Genium;  
 Genium X3; C-Leg4; Rheo  
 Min. 40 für Genium X4

Reduzierung um 5 % bis 15 %  
 Zum Beispiel :  
 41 cm - 5 % = 38,9 cm

38

## Die Höhe des Covers in den Maßen von 31-55 cm




## Fuß-Hersteller, Typ, Größe und Seite

Zum Beispiel: OB Taleo 1C50 L29

## Hersteller und Typ des Knies

Zum Beispiel: OB 3R80

## Adapter

 30

 34

z.B.:  
4WR95=3

## Matte und halbmatte Farben - Tattoos nicht verfügbar

<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 81
<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 63	<input type="checkbox"/> 83
<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> 85

## Glänzende Farben & matter Lack

<input type="checkbox"/> Haut 1	<input type="checkbox"/> Haut 2	<input type="checkbox"/> Haut 3
<input type="checkbox"/> Graphit	<input type="checkbox"/> Grau	<input type="checkbox"/> Weiß
<input type="checkbox"/> Schwarz	<input type="checkbox"/> Matter Lack (Extra Kosten)	

## Tattoo (Extra Kosten)

Nummer aus dem Katalog der Webiste


Zum Beispiel: 07-1001; eigen

## Check Liste:

## 4 Fotos von jeder Seite

Die Kamera muss vertikal und in einer niedrigen Position zum Bein und der Prothese sein


Patienten müssen die Socken am gesunden Bein nicht ausziehen.



**VERY IMPORTANT**



Die Kameraposition ist sehr wichtig



- Alle Cover von uns können vom distalen Ende aus um ein paar mm gekürzt werden.
- Im Auslieferungszustand ist das distale Ende des Covers flach.
- Bei einer geschwungenen Fußkosmetik kann der untere Teil des Covers an die Form des Fußes angepasst werden.



**FARBEN - NICHT SENDEN.**

Matte und halbmatte Farben - Tattoos nicht verfügbar



Glänzende Farben - Tattoos erhältlich

