

# Hoja de pedido

Flex **Neo AK**  
Transfemorales

XS  
COVER



## Circunferencia del cover (cm)

Mín. 38 para Genium;  
GeniumX3; C-Leg4; Rheo

Mín. 38 para  
GeniumX4





- 36
- 38
- 40
- 42



Reducir entre un 5% y un 15%  
Por ejemplo :  
41cm - 5% = 38,9cm

38

## Altura del cover (31-55 cm)




## Fabricante, modelo y talla del pie

Por ejemplo : OB Taleo 1C50 L29

## Fabricante y modelo de la rodilla

Por ejemplo : OB 3R80

## Tubo (mm)

- 30
- 34

e.g.:  
4WR95=3

## Colores mate y semimate - tatuajes no disponibles

- |                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 21 | <input type="checkbox"/> 41 | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 81 |
| <input type="checkbox"/> 23 | <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 63 | <input type="checkbox"/> 83 |
| <input type="checkbox"/> 25 | <input type="checkbox"/> 45 | <input type="checkbox"/> 65 | <input type="checkbox"/> 85 |

## Colores brillantes y barniz mate.

- |                                   |   |                                 |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Piel 1   | <input type="checkbox"/> Piel 2                 | <input type="checkbox"/> Piel 3 |
| <input type="checkbox"/> Graphite | <input type="checkbox"/> Gris                   | <input type="checkbox"/> Blanco |
| <input type="checkbox"/> Negro    | <input type="checkbox"/> Mate (coste adicional) |                                 |

## Tatuaje (coste adicional)


Disponible solo para tono de  
Piel 3, color Blanco y Gris.  
 Número del catálogo  
de la web de nextt: ej  
07-1001

Propio

## Lista de verificación:



Tome 4 fotos, tal y como se muestra en las siguientes imágenes  
**Los pacientes no necesitan quitarse los calcetines de la pierna sana.**



- Cada cover puede ser cortado solamente de abajo algunos mm.
- Desde la fábrica la parte baja del cover es plana.
- En ese caso, la parte de abajo se puede pulir para la forma del pie.

COLORES - NO ENVIAR.

Colores mate y semimate - tatuajes no disponibles



Colores brillantes - Tatuajes disponibles

