


Hoja de pedido - Flex BK - Transtibial



Circunferencia del encaje para la parte proximal del cover (mm)




Para tomar la medida correctamente, marque la altura del cover, a lo largo de la circunferencia, y coloque una regla debajo de las marcas en varios lugares. La medición debe hacerse con mucho cuidado porque de moverse la regla, aunque sean unos pocos milímetros, hacia arriba o hacia abajo, provocará una lectura incorrecta de la circunferencia en varios centímetros. Se abbiama una guaina in silicone, del cover deve sempre essere sotto la rodillera de silicone. **La cover non può mai essere sulla rodillera de silicone !!!**



Altura del cover (cm)



1




B

A [mm]

B [mm]

Fabricante, modelo y talla del pie

Por ejemplo : OB Taleo 1C50 L29



25 cm

40 cm

20 cm

35 cm

15 cm

30 cm


Tubo (mm)

30


34

e.g.:
4WR95=3

Colores mate y semimate - tatuajes no disponibles



Colores brillantes y barniz mate.



Tatuaje (coste adicional)

Disponible solo para tono de Piel 3, color Blanco y Gris.

Número del catálogo de la web de nextt: ej 07-1001

Propio

Lista de verificación:

Una foto del pie desde la distancia de 1 metro.

Muy importante la posición del objetivo.



Tome 4 foto La cámara debe colocarse perpendicular a las piernas, en una posición baja, y ambas piernas deben estar centradas en la foto. Recuerde que todos los componentes protésicos deben ser completamente visibles, incluido el encaje. Por favor, quite los zapatos, calcetines o cualquier objeto que pueda cubrir la prótesis. **Los pacientes no necesitan quitarse los calcetines de la pierna sana.**





Foto de la prótesis con regla de medir encima del encaje.



3

Una foto del pie de lado.

La parte de arriba de la cubierta del pie - el borde derecho e izquierdo - se tienen que solapar.



Información muy importante: no la envíe.



3

- Foto de la prótesis con regla de medir encima del encaje.
- ¡Todas las fotos deben de ser tomadas sin zapatos ni calcetines!



4


- Colocar el ángulo de la cámara a la altura del tubo, de manera que no se vea el agujero de la cosmética.



- Cada cover puede ser cortado solamente de abajo algunos mm.
- Desde la fábrica la parte baja del cover es plana.
- En ese caso, la parte de abajo se puede pulir para la forma del pie.

COLORES - NO ENVIAR.

Colores mate y semimate - tatuajes no disponibles



Colores brillantes - Tatuajes disponibles

