


# Hoja de pedido

**Flex Neo MAX BK**  
Transtibial


**XT**  
COVER

## Circunferencia del encaje para la parte proximal del cover (mm)




Para tomar la medida correctamente, marque la altura del cover, a lo largo de la circunferencia, y coloque una regla debajo de las marcas en varios lugares. La medición debe hacerse con mucho cuidado porque de moverse la regla, aunque sean unos pocos milímetros, hacia arriba o hacia abajo, provocaría una lectura incorrecta de la circunferencia en varios centímetros.





## Altura del cover (cm)



A [mm]

B [mm]



## Fabricante, modelo y talla del pie

Por ejemplo : OB Taleo 1C50 L29

## OPCIÓN – Rodillera de silicona

El cover queda por debajo de la rodillera de silicona, o bien, no lleva rodillera



El cover queda colocado por encima de la rodillera de silicona, es decir, la rodillera queda colocada entre el cover y el encaje



## Tubo (mm)

 30

 34

e.g.:  
4WR95=3

## Colores mate y semimate - tatuajes no disponibles

 21  41  61  81

 23  43  63  83

 25  45  65  85

## Colores brillantes y barniz mate.

 Piel 1  Piel 2  Piel 3

 Graphite  Gris  Blanco

 Negro  Mate (coste adicional)

## Tatuaje (coste adicional)

Disponible solo para tono de Piel 3, color Blanco y Gris.

Número del catálogo de la web de nextt: ej 07-1001

Propio

## Lista de verificación:


Una foto del pie desde la distancia de 1 metro.

Muy importante la posición del objetivo.




Tome 4 fotos La cámara debe colocarse perpendicular a las piernas, en una posición baja, y ambas piernas deben estar centradas en la foto. Recuerde que todos los componentes protésicos deben ser completamente visibles, incluido el encaje. Por favor, quite los zapatos, calcetines o cualquier objeto que pueda cubrir la prótesis.

**Los pacientes no necesitan quitarse los calcetines de la pierna sana.**




Escaneo de la prótesis y de la pierna del paciente.



Formats



.stl

.obj




## Información muy importante: no la envíe.

1



2



La posición de la cámara es muy importante.



- Cada cover puede ser cortado solamente de abajo algunos mm.
- Desde la fábrica la parte baja del cover es plana.
- En ese caso, la parte de abajo se puede pulir para la forma del pie.

COLORES - NO ENVIAR.

Colores mate y semimate - tatuajes no disponibles



Colores brillantes - Tatuajes disponibles

