


Hoja de pedido

Flex Neo MAXAK
Transfemoral

XF
COVER

Nextt[®]
FLEX COVERS

Circunferencia del cover (cm)




Recomendamos reducir la circunferencia del Cover en un porcentaje, incluso más del diez por ciento, para un gemelo muy grande. Según la opinión de nuestros clientes, la Cover se ve bien con una circunferencia de menos de 40 cm.



Para articulaciones como Genium, Genium X3, C-Leg4, Rheo, la circunferencia mínima es de 38 cm, Genium X4 - 40cm.

1



A [mm]

B [mm]

Fabricante, modelo y talla del pie

Por ejemplo : OB Taleo 1C50 L29

Fabricante y modelo de la rodilla

Por ejemplo : OB 3R80

Tubo (mm)

30

34

e.g.:
4WR95=3

Colores mate y semimate - tatuajes no disponibles

- | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 21 | <input type="checkbox"/> 41 | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 81 |
| <input type="checkbox"/> 23 | <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 63 | <input type="checkbox"/> 83 |
| <input type="checkbox"/> 25 | <input type="checkbox"/> 45 | <input type="checkbox"/> 65 | <input type="checkbox"/> 85 |

Colores brillantes y barniz mate.

- | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Piel 1 | <input type="checkbox"/> Piel 2 | <input type="checkbox"/> Piel 3 |
| <input type="checkbox"/> Graphite | <input type="checkbox"/> Gris | <input type="checkbox"/> Blanco |
| <input type="checkbox"/> Negro | <input type="checkbox"/> Mate (coste adicional) | |

Tatuaje (coste adicional)

Disponible solo para tono de Piel 3, color Blanco y Gris.

Número del catálogo de la web de next: ej 07-1001


Propio

Lista de verificación:

Una foto del pie desde la distancia de 1 metro.
Muy importante la posición del objetivo.



Tome 4 fotos, tal y como se muestra en las siguientes imágenes
Los pacientes no necesitan quitarse los calcetines de la pierna sana.




Escaneo de la prótesis y de la pierna del paciente.



Formats



.stl

.obj




Información muy importante: no la envíe.

1



2



La posición de la cámara es muy importante.



- Cada cover puede ser cortado solamente de abajo algunos mm.
- Desde la fábrica la parte baja del cover es plana.
- En ese caso, la parte de abajo se puede pulir para la forma del pie.

COLORES - NO ENVIAR.

Colores mate y semimate - tatuajes no disponibles



Colores brillantes - Tatuajes disponibles

