


Bestellformular - Phantom


Umfang des Covers in [cm]



Wir empfehlen den Umfang des Covers um ein paar Prozente zu verringern, bei sehr großen Waden sogar bis zu über 10 Prozent. Laut der Erfahrungen unserer Kunden, sieht das Flex Cover sehr gut aus, wenn der Umfang unter 40 cm liegt.



Für Genium, Genium X3, C-Leg4, Rheo beträgt der Mindestumfang 38 cm.



A [mm]

B [mm]

Fuß-Hersteller, Typ, Größe und Seite

Zum Beispiel: OB Taleo 1C50 L29

Hersteller und Typ des Knies

Zum Beispiel: OB 3R80


Adapter

30


34

z.B.:
4WR95=3

Matte und halbmatte Farben - Tattoos nicht verfügbar



Glänzende Farben & matter Lack



Tattoo (Extra Kosten)

Nummer aus dem Katalog der Webiste

Zum Beispiel: 07-1001; eigen

Check Liste:


Foto der Fußkosmetik

Foto des Fußes aus einer Höhe von ca. 1 Meter. Der Fokus der Kamera ist hierbei auf den Pyramidenanschluss zu richten. Dies ist sehr wichtig!



4 Fotos von jeder Seite

Die Kamera muss vertikal und in einer niedrigen Position zum Bein und der Prothese sein



Scan der Prothese und des Beins



Scan der gesamten Prothese, ohne den Patienten.




Die Scandateien müssen .stl / .obj sein.

Foto des Prothesenschaftes mit markierten Punkten, an denen die Umfänge gemessen wurden.







Prothesenschaft Umfang auf der Höhe in [mm]




Um das Maß korrekt zu ermitteln, sollten Sie markieren Sie die Höhe des Deckels an mehreren Stellen und legen Sie ein Lineal unter die Markierung. Die Messung sollte sehr sorgfältig vorgenommen werden weil das Verschieben des Lineals auch nur um wenige Millimeter nach oben oder unten bewegt wird, führt eine falsche Ablesung des Umfangs auch um mehrere Zentimetern.



- Wenn das gelieferte Cover keine Öffnung für das Ventil hat, aber erforderlich ist, sollte diese gemacht werden.
- Nach dem Anbringen des Duo-Covers sollte der untere Teil etwa 8 cm unterhalb der Oberseite der Knieprothese.
- Detaillierte Informationen zur Installation des Covers finden Sie auf der Website und werden zusammen mit dem Produkt geliefert.



- Alle Cover von uns können vom distalen Ende aus um ein paar mm gekürzt werden.
- Im Auslieferungszustand ist das distale Ende des Covers flach.
- Bei einer geschwungenen Fußkosmetik kann der untere Teil des Covers an die Form des Fußes angepasst werden.



FARBEN - NICHT SENDEN.

Matte und halbmatte Farben - Tattoos nicht verfügbar



Glänzende Farben - Tattoos erhältlich

