



Circunferencia del encaje a la altura en [mm]


Altura del cover en [mm]



Lista de verificación:



Tome 4 fotos, tal y como se muestra en las imágenes de arriba. La cámara debe colocarse perpendicular a las piernas, en una posición baja, y ambas piernas deben estar centradas en la foto. Recuerde que todos los componentes protésicos deben ser completamente visibles, incluido el encaje. Por favor, quite los zapatos, calcetines o cualquier objeto que pueda cubrir la prótesis.



Tubo (mm)

Por encima de la rodilla

☐ 30

☐ 34

Por ejemplo :
4WR95=3

Nuevos colores

21	41	61	81
23	43	63	83
25	45	65	85

Introduzca
el número:



- acabado mate de serie
- no disponible para tatuajes

Color

- ☐ Piel 1
☐ Piel 3
☐ Graphite
☐ Blanco
☐ Gris
☐ Negro
☐ Mate (coste adicional)

Tatuaje

Disponible solo para tono de
Piel 3, color Blanco y Gris.


☐ Número del catálogo
de la web de next: ej
07-1001

☐ Propio

NOTAS :



- Si el cover proporcionado no un agujero para la válvula y se necesita uno, este debe ser hecho.
- Después de colocar el Cover Duo la parte más baja debe estar aproximadamente 5-6cm por debajo de la rodilla protésica.
- Información detallada de la instalación puede ser encontrada en la página web y entregada junto al producto.



NUEVOS COLORES: NO ENVIAR

