


Circonférence du cover en [cm]

- 36
- 38
- 40
- 42




Nous vous recommandons d'utiliser une circonférence de cover plus petite par rapport au mollet réel (selon les avis de différents clients) Les covers flexibles sont très esthétiques lorsqu'ils ne dépassent pas les 40 cm




Pour les articulations telles que Genium, Genium X3, C-Leg4, Rheo, la circonférence minimale est de 38 cm.

La hauteur du cover en (32-53cm)



La hauteur du cover - on doit tenir compte de l'espace entre le cover et l'esthétique du pied, habituellement 7 mm. Plus le pied est souple(ex. pied en fibre ce verre), plus l'écart sera grand



Fabricant du pied, type et taille

Ex : OB Taleo 1C50 L29







Fabricant du genou et type

Ex: OB 3R80

Adaptateur

- 30
- 34

Couleur

-  Ton de peau1
-  Ton de peau3
-  Ton de peau6
-  Gris
-  Blanc
-  Noir
-  Gpapite

Fini

- Matt  
(payant en supplément)

Tattoo



(payant en supplément)  
 Numéro de catalogue de notre site Web.  
 ex.; 08-1001

- Propre

Check-list :



4 photographies



- Toutes nos covers peuvent être raccourcies par le bas de plusieurs mm.
- A l'état d'usine, la partie inférieure du cover est plate.
- Dans le cas du pied tel qu'illustré sur la photo, la partie inférieure de la housse peut être meulée à la forme du pied.
- Si quelque chose est incompréhensible, regardez nos vidéos sur le site Web dans le menu - "VIDÉOS"

